

reflexx®

IN SAFE HANDS

Reflexx S.p.A., Via Passeri 2, 46019 Viadana (MN) | ITALY

DISPOSABLE EXAMINATION NITRILE GLOVE

Reflexx N350
USER INFORMATION SHEET
rev. UIS 04 feb. 2022



CE 2797

PPE cat. III Reg. EU 2016/425 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B,
EN ISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004)
EN ISO 21420:2020



Chemical compound	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B	EN 374-4:2019		
OOD	Performance level	Breakthrough time	% degradation	
Sodium Hydroxide 40%	K	6	>480	2,8
Sodium Hypochlorite 10-13%	L	6	>480	29,9
Sulfuric Acid 50%	L	6	>480	50,8
Glycium bromide 5%	L	6	>480	>12,9
Formaldehyde 37%	T	3	>90	24,5
Glyoxyaldehyde 50%	L	6	>480	4,5
Phenol 0,1%	L	6	>480	9,4
n-Hexane	J	0	<10	45,7
Methanol in water 15%	L	6	>480	>12,3
Isopropanol 70%	L	0	<10	30,6
Nitric Acid 65%	M	0	<10	69,4
Acetic Acid 95%	N	0	<10	97,9
Ammonium Hydroxide 25%	O	0	<10	>0
Hydrogen Peroxide 30%	P	4	>120	32,1

Module D on going conformity by 2797 BSI Group The Netherlands B.V. - Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands
EU type examination (Module B) by 2777, SATRA TECHNOLOGY EUROPE LIMITED, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 2YN2, Ireland.

OTHER COMPLIANCE:

- Medical Device CLASS I | Reg. EU 2017/745 - EN 455 1,2,3 & 4

Reg. CE 1935/2004 - Reg. UE 10/2011 - DM 21/03/1973
FOOD SAFE certified by: Chelab S.r.l., a Merieux NutriScience company Via Fratta, 25, 31023 RESANA (TV) Italy
EN 374-4: 2013 Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.



EN

Declaration of Conformity on www.reflexx.com

■ Disposable examination nitrile glove ■ Powder free, non-sterile ■ Shape: ambidextrous; five fingers ■ Sizes: 6-10 ■ Please read this USER INFORMATION SHEET carefully before using the glove.

RECOMMENDATIONS OF USE

■ Multi-purpose glove to protect the hand and/or the handled product, can also be used for general uses. ■ This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. ■ The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm – where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. ■ It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. ■ When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. ■ Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. ■ The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. ■ Donning – Hold glove by the bead with one hand. Align the glove thumb with your other hand thumb and slide your hand into the glove, one finger into each glove finger. Pull by the glove palm to get a good fit. Don the other glove by the same procedure. ■ Doffing – Hold glove bead and pull toward the finger until the glove come off.

WARNINGS

■ Before using the product, try it in the real condition of use. ■ The glove is a device subject to wear, so frequent replacement is recommended and in all cases where imperfections are observed. ■ Wear gloves with dry, clean hands. ■ In rare cases, transient skin reactions and hypersensitivity reactions may occur. ■ In case of reaction, discontinue use and consult a doctor. ■ The user must inform the manufacturer and the relative authority of any incidents occurring during the use of the protective equipment.

STORAGE AND DISPOSAL

■ Store the gloves in their original packaging in a dry place. ■ Do not expose to direct sunlight and heat sources. ■ The expiry date is 3 years from the date of manufacture indicated on the sales package, and is valid for the product properly stored. ■ Gloves must be disposed of according to local regulations.

IT

Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com

■ Guanto monouso in nitrile da esame/igiene. ■ Senza polvere, non sterile. ■ Forma: ambidestro, cinque dita. ■ Taglie: 6-10. ■ Leggere attentamente la Nota Informativa prima dell'utilizzo del guanto.

RACCOMANDAZIONI D'USO

■ Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. ■ Queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro e la differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure. ■ Questa informativa non riflette la reale resistenza chimica che è stata testata in laboratorio da campioni prelevati solo dal palmo (tranne nei casi in cui il guanto è di lunghezza pari o superiore a 400 mm - dove viene testata anche la manichetta) e si riferisce solo alla sostanza

chimica testata. Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela. ■ Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto perché le condizioni sul luogo di lavoro possono differire dal test secondo la temperatura, l'abrasione e della degradazione. ■ Se utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alla sostanza chimica pericolosa a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. I movimenti, l'impigliarsi, lo sfregamento, il deterioramento causato dal contatto chimico ecc. possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo. Per i prodotti chimici corrosivi, la degradazione è il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti resistenti ai prodotti chimici. ■ Prima dell'uso, ispezionare i guanti per individuare eventuali difetti o imperfezioni. ■ La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato. ■ Per calzare - Tenere il guanto per il bordino con una mano. Allineare il pollice del guanto con il pollice dell'altra mano e far scorrere la mano nel guanto, un dito in ogni dito del guanto. Tirare il palmo del guanto per ottenere una buona vestibilità. Indossare l'altro guanto con la stessa procedura. Per sfilare: tenere il bordino del guanto e tirare indietro le dita finché il guanto non si toglie.

AVVERTENZE

■ Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo. ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni. ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite. ■ Nei rari casi in cui si possano verificare reazioni cutanee transitorie e di ipersensibilità, sospendere l'utilizzo e consultare un medico. ■ L'utilizzatore deve segnalare al fabbricante e all'autorità competente eventuali incidenti occorsi durante l'uso del dispositivo.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

■ Conservare nelle scatole originali al buio, in luogo asciutto. ■ Non esporre alla luce diretta del sole e a fonti di calore. ■ Durata del prodotto è di 3 anni dalla data di produzione riportata sul pack ed è valida solo per il prodotto correttamente conservato. ■ Smaltire i guanti usati secondo le relative normative in vigore.

FR

Déclaration de Conformité sur www.reflexx.com
Gants d'examen en nitrile. ■ Non poudrés, Non stériles. ■ Forme: cinq doigts ambidextres. ■ Tailles: 6-10. ■ Veuillez lire attentivement cette fiche d'INFORMATION UTILISATEUR avant d'utiliser le gant.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

■ Gant polyvalent pour la protection de la main et/ou du produit manipulé. ■ Cette information n'exprime pas la durée effective de protection sur le lieu de travail et la distinction entre les mélanges et les produits chimiques purs. ■ Cette note d'information ne reflète pas la résistance chimique réelle qui a été évaluée en laboratoire sur des échantillons prélevés uniquement de la paume de la main (sauf dans les cas où les gants sont de 400 mm ou plus - dans ces cas le poignet aussi a été soumis aux essais), et qui concerne uniquement le produit chimique testé. La résistance peut varier si le produit chimique est utilisé dans un mélange. ■ Il est recommandé de vérifier que les gants conviennent à l'utilisation prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de celles de l'essai de teneur fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation. ■ Lorsqu'ils sont usagés, les gants de protection peuvent fournir moins de résistance au produit chimique dangereux en raison de changements des propriétés physiques: les mouvements, les frottements, les dégradations causées par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement le temps d'utilisation réel. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à considérer dans le choix de gants résistants aux produits chimiques. ■ Avant l'emploi, inspecter les gants pour détecter tout défaut ou imperfection. ■ La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé. ■ Enfilage - Tenez le gant par la partie de la main. Alignez le pouce du gant avec le pouce de l'autre main et glissez votre main dans le gant, un doigt dans chaque doigt de gant. Tirez par la paume du gant pour un bon ajustement. ■ Enfilez l'autre gant en suivant la même procédure. ■ Enlèvement - Tenez le talon du gant et tirez vers le doigt jusqu'à ce que le gant se détache.

AVERTISSEMENTS

■ Avant d'utiliser le produit, l'essayer dans des conditions d'utilisation réelles. ■ Matériel sujet à l'usure, à remplacer fréquemment notamment en cas d'imperfections visibles. ■ Porter les gants sur des mains sèches et propres. ■ Dans les rares cas de réactions cutanées transitoires et d'ipersensibilité, cesser l'utilisation et consulter un médecin. ■ L'utilisateur doit signaler au fabricant et à l'autorité compétente d'éventuels incidents survenus pendant l'utilisation du dispositif de protection.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION DES GANTS

■ Entreposer les gants dans leur emballage d'origine, dans un milieu sec. ■ Ne pas les exposer à l'alumière directe du soleil et à des sources de chaleur. ■ La date d'expiration survient 3 ans après la date de production indiquée sur l'emballage de vente et s'applique pour le produit correctement stocké. ■ Éliminer les gants utilisés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'élimination des déchets.

ES

Declaración de Conformidad en www.reflexx.com

■ Guantes de examen de nitrilo. ■ Sin polvo, No estériles. ■ Tamaño: ambidiestro; cinco dedos. ■ Tallas: 6-10. ■ Leer atentamente la presente informativa antes proceder al uso.

PRECAUCIONES DE USO

■ Guante polivalente para proteger la mano y/o el producto manipulado. ■ Esta información no refleja la duración efectiva de la protección en el lugar de trabajo ni la distinción entre mezclas y sustancias químicas puras. ■ Esta información no refleja la resistencia efectiva contra las sustancias químicas, ya que la evaluación se ha realizado en condiciones de laboratorio a partir de muestreador de la palma únicamente (excepto para los guantes iguales o superiores a 400 mm, donde también se pone a prueba el puño) y se refiere únicamente a la sustancia química testada. ■ Los resultados pueden ser diferentes si la sustancia química es utilizada en una mezcla. ■ Se recomienda verificar que los guantes convienen a la utilización prevista. ■ En caso de desastres químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante que ha de considerarse para la elección de guantes resistentes a sustancias químicas. ■ Antes del uso inspeccionar los guantes para detectar posibles defectos o imperfecciones. ■ La resistencia a la penetración se ha evaluado bajo condiciones de laboratorio y no se refiere únicamente a la muestra analizada. ■ Colocación: sujete el guante por el cordón con una mano. Alinee el pulgar del guante con el pulgar de la otra mano y deslice su mano en el guante, un dedo en cada dedo del guante. Tire de la palma del guante para obtener un buen ajuste. Coloque el otro guante siguiendo el mismo procedimiento. ■ Retirada: sujete el cordón del guante y tire hacia el dedo hasta que se salga.

ADVERTENCIAS

■ Probar el producto en condiciones reales de uso antes de utilizarlo. ■ Dispositivo sujeto a desgaste, se recomienda el cambio frecuente y siempre que se observen imperfecciones. ■ Usar los guantes con las manos secas y limpias. ■ En los casos en que se observe reacciones cutáneas transitorias y de hipersensibilidad, suspender el uso y consulte a un médico. ■ El Usuario deberá informar al fabricante y a la autoridad competente de cualquier accidente que se produzca durante el uso del EPI.

CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS GUANTES

■ Guardar los guantes en su envase original en un lugar seco. ■ No exponer los

