


NOTA INFORMATIVA

Denominazione: FEATHER PLUS		Data: 07/02/2023 Rev: 10	
FABBRICANTE REFLEX SpA Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN) Tel.: + 39 0375 758891 Fax + 39 0375 464504 info@reflexx.com www.reflexx.com			
Imballo - Pack			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">100</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">10</div>	
Taglia	Articolo	Taglia	Cartone
Size	Article	Size	Carton
FP S	8008990232137	S	8008990987013
FP M	8008990232144	M	8008990987006
FP L	8008990232151	L	8008990986993
FP XL	8008990232380	XL	8008990960658

DESCRIZIONE: ■ Guanto monouso con polvere, non sterile ■ **Materiale:** lattice di gomma naturale ■ **Forma:** ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato ■ **Colore:** bianco ■ **Finitura:** superficie liscia ■ **Imballo:** 100 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone ■

CONFORMITA' E PRESTAZIONI


cat I

Dispositivo Protezione Individuale cat I solo per rischi minori
 Reg UE 2016/425
 EN 420:2003 + A1 2009



Reg CE 1935/2004 – Reg UE 10/2011 - DM 21/03/73. Per tale utilizzo leggere attentamente la dichiarazione di idoneità al contatto alimentare (DICA).

DIMENSIONI		
Cod./Taglia	Lungh. min(mm)	Largh. (±5 mm)
FP/S (7)	240	85
FP/ M (8)	240	95
FP/ L (9)	240	105
FP/ XL (10)	240	115

Spessore mm	Palmo (+/- 0.03)	0.07
-----------------------	------------------	------

CONSIGLI DI UTILIZZO Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato anche per usi generici ■ Evitare il contatto con agenti aggressivi quali olii, grassi, acidi, idrocarburi ed altri aggressivi chimici **AVVERTENZE** Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite ■ Il prodotto contiene lattice di gomma. Può causare reazioni allergiche di ipersensibilità di tipo I e IV. In caso di reazione, sospendere l'utilizzo e consultare un medico **CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO** Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ Smaltire secondo le normative locali ■ Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com

