


NOTA INFORMATIVA

Denominazione: REFLEXX 36		Data: 06/12/2024 Rev: 021																									
FABBRICANTE REFLEXX SpA Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN) Tel.: + 39 0375 758891 Fax + 39 0375 464504 info@reflexx.com www.reflexx.com		Imballo - Pack  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">100</th> <th colspan="2">10</th> </tr> <tr> <th>Taglia Size</th> <th>Articolo Article</th> <th>Taglia Size</th> <th>Cartone Carton</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R36 S</td> <td>8032891631430</td> <td>S</td> <td>8032891636435</td> </tr> <tr> <td>R36 M</td> <td>8032891631447</td> <td>M</td> <td>8032891636442</td> </tr> <tr> <td>R36 L</td> <td>8032891631454</td> <td>L</td> <td>8032891636459</td> </tr> <tr> <td>R36 XL</td> <td>8032891631461</td> <td>XL</td> <td>8032891636466</td> </tr> </tbody> </table>		100		10		Taglia Size	Articolo Article	Taglia Size	Cartone Carton	R36 S	8032891631430	S	8032891636435	R36 M	8032891631447	M	8032891636442	R36 L	8032891631454	L	8032891636459	R36 XL	8032891631461	XL	8032891636466
100		10																									
Taglia Size	Articolo Article	Taglia Size	Cartone Carton																								
R36 S	8032891631430	S	8032891636435																								
R36 M	8032891631447	M	8032891636442																								
R36 L	8032891631454	L	8032891636459																								
R36 XL	8032891631461	XL	8032891636466																								

DESCRIZIONE: ■ Guanto monouso per ispezione senza polvere non sterile ■ **Materiale:** vinile ■ **Forma:** ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato ■ **Colore:** biancastro ■ **Finitura:** superficie esterna liscia ■ **Imballo:** 100 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone ■ **ISO 2859:** AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 1.5 (livello G1) per maggiori difettosità e minori difettosità

CONFORMITA' E PRESTAZIONI
Dispositivo Protezione Individuale cat III

0465 ANCI_CIMAC, Via Aguzzafame, 60/b 27029 Vigevano (PV)

Reg UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIPO C - EN ISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004). - EN 374-2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009 - EN 21420:2020

Dispositivo Medico

Reg UE 2017/745 – EN 455 1,2,3 & 4

(CND T01020201 GUANTI NON CHIRURGICI IN VINILE)

-conforme alle normative ASTM-F-1671 (test di penetrazione virale) e ISO 10993-10 (irritazione e sensibilizzazione cutanea)



Reg CE 1935/2004 – Reg UE 10/2011 - DM 21/03/73. Per tale utilizzo leggere attentamente la dichiarazione di idoneità al contatto alimentare (DICA).

DIMENSIONI		
Cod./Taglia	Lungh. min* (mm)	Largh. (±5 mm)
R36/ S (7)	240	85
R36/ M (8)	240	95
R36/ L (9)	240	106
R36/ XL (10)	240	116

* Guanti per applicazioni speciali 5.1.3

Spessore mm	Palmo (+/- 0.02)	0.07
--------------------	------------------	------

EN 455-2:2009/A1	Carico di rottura	≥3.6 N
-------------------------	-------------------	--------

REG EU 2016/425

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type C


EN ISO 374-5: 2016


EN ISO 374-1:2016				
Composto chimico:	COD	EN 16523-1:2015 TIPO C		EN 374-4:2013
		Livello prestazionale	Tempo di passaggio	% degradazione
Sodio idrossido 40%	K	6	>480'	3,4%
Perossido di idrogeno 30%	P	2	>30'	17,3%

RISCHI DAI QUALI IL DPI È DESTINATO A PROTEGGERE:

Codice sostanza chimica		Protezione offerta
K Idrossido di sodio 40 %	CAS:1310-73-2	Protezione da uso di basi inorganiche
P Perossido di idrogeno 30%	CAS: 7722-84-1	Protezione da uso di perossidi

CONSIGLI DI UTILIZZO Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato anche per usi generici ■ Guanto idoneo al contatto con prodotti chimici puri per un periodo

inferiore al tempo di permeazione indicato nella tabella di resistenza chimica ■ I risultati ottenuti in condizioni di laboratorio possono non riflettere la durata effettiva in uso **AVVERTENZE** Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite ■ Il prodotto non contiene lattice ■ Il prodotto non contiene nichel ■ Nei rari casi in cui si possano verificare reazioni cutanee transitorie e di ipersensibilità, sospendere l'utilizzo e consultare un medico ■ L'utilizzatore deve segnalare al fabbricante e all'autorità competente eventuali incidenti occorsi durante l'uso del dispositivo **CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO** Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 5 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ Smaltire secondo le normative locali ■ Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com