


**NOTA INFORMATIVA**

<b>Denominazione: REFLEXX N82</b>		<b>Data: 15/05/2024 Rev: 01</b>	
<b>FABBRICANTE</b> REFLEXX SpA Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN) Tel.: + 39 0375 758891 Fax + 39 0375 464504 <a href="mailto:info@reflexx.com">info@reflexx.com</a> <a href="http://www.reflexx.com">www.reflexx.com</a>			
		<b>Imballo</b>	
	<b>Cod./Taglie</b>	<b>Confezione</b>	<b>Cartone</b>
	<b>N82/XS</b>	8032891630341	8032891635346
	<b>N82/S</b>	8032891630358	8032891635353
	<b>N82/M</b>	8032891630365	8032891635360
	<b>N82/L</b>	8032891630372	8032891635377

**DESCRIZIONE:** ■ Guanto monouso per ispezione senza polvere non sterile ■ **Materiale:** nitrile ■ **Forma:** ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato ■ **Colore:** rosa ■ **Finitura:** internamente clorinato; esternamente dita testurizzate ■ **Imballo:** 100 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone ■ **ISO 2859:** AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità

**CONFORMITA' E PRESTAZIONI**


**Dispositivo Medico**  
 Reg UE 2017/745- EN 455 1,2,3 & 4  
 (GND T01020204 GUANTI NON CHIRURGICI IN NITRILE)

---

**Dispositivo Protezione Individuale cat I** solo per rischi minori  
 Reg UE 2016/425 - EN 420:2003 + A1 2009

DIMENSIONI			Spessore mm	Palmo (+/- 0.02)	0.06
Cod./Taglia	Lungh. min (mm)	Largh. (±5 mm)	EN 455-2:2009/A1	Carico di rottura	≥ 6N
N82/XS (6)	240	85			
N82/S (7)	240	95			
N82/M (8)	240	105			
N82/L (9)	240	115			

**CONSIGLI DI UTILIZZO** Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato anche per usi generici ■ Evitare il contatto con elementi chimici aggressivi e attività che potrebbero lacerare il guanto **AVVERTENZE** Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite ■ Nei rari casi in cui si possano verificare reazioni cutanee transitorie e di ipersensibilità, sospendere l'utilizzo e consultare un medico ■ L'utilizzatore deve segnalare al fabbricante e all'autorità competente eventuali incidenti occorsi durante l'uso del dispositivo **CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO** Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Conservare a temperatura ambiente ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ Smaltire secondo le normative locali ■ Dichiarazione di Conformità su [www.reflexx.com](http://www.reflexx.com)