


NOTA INFORMATIVA

Denominazione: REFLEXX L1100		Data: 24/07/2020 Rev: 00																		
FABBRICANTE REFLEXX SpA Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN) Tel.: + 39 0375 758891 Fax + 39 0375 464504 info@reflexx.com www.reflexx.com		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Imballo</th> </tr> <tr> <th>Cod./Taglie</th> <th>Confezione</th> <th>Cartone</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L1100/S</td> <td>8032891631126</td> <td>8032891636121</td> </tr> <tr> <td>L1100 /M</td> <td>8032891631133</td> <td>8032891636138</td> </tr> <tr> <td>L1100 /L</td> <td>8032891631140</td> <td>8032891636145</td> </tr> <tr> <td>L1100/XL</td> <td>8032891631157</td> <td>8032891636152</td> </tr> </tbody> </table>	Imballo			Cod./Taglie	Confezione	Cartone	L1100/S	8032891631126	8032891636121	L1100 /M	8032891631133	8032891636138	L1100 /L	8032891631140	8032891636145	L1100/XL	8032891631157	8032891636152
		Imballo																		
Cod./Taglie	Confezione	Cartone																		
L1100/S	8032891631126	8032891636121																		
L1100 /M	8032891631133	8032891636138																		
L1100 /L	8032891631140	8032891636145																		
L1100/XL	8032891631157	8032891636152																		

DESCRIZIONE: ■ Guanto monouso per ispezione senza polvere non sterile ■ **Materiale:** lattice naturale ■ **Forma:** destra/sinistra; cinque dita, forma anatomica, polsino lungo, bordino arrotolato ■ **Colore:** bianco lattice ■ **Finitura:** internamente rivestito con polimeri; superficie esterna microruvida e palmo testurizzato ■ **Imballo:** 100 pezzi (50 paia)/scatola; 10 scatole/cartone ■ **ISO 2859:** AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità

CONFORMITA' E PRESTAZIONI

	Dispositivo Medico Reg UE 2017/745 EN 455 1,2,3 & 4
	Dispositivo Protezione Individuale cat I solo per rischi minori Reg UE 2016/425 EN 420:2003 + A1 2009 EN ISO 374-2:2014

	Lungh.min (mm)	Largh. (±5 mm)
L1100/S (7)	280	85
L1100/M (8)	280	95
L1100/L (9)	280	106
L1100/XL (10)	280	116

Spessore mm	Palmo (+/- 0.03)	0.19
--------------------	------------------	------

EN 455-2:2009/A1	Carico di rottura	≥6 N
-------------------------	-------------------	------

CONSIGLI DI UTILIZZO Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato ■ Evitare il contatto con elementi chimici aggressivi e attività che potrebbero lacerare il guanto ■ **AVVERTENZE** Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite ■ Il prodotto contiene lattice di gomma. Può causare reazioni allergiche di ipersensibilità di tipo I e IV. In caso di reazione, sospendere l'utilizzo e consultare un medico ■ **CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO** Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 5 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ Smaltire secondo le normative locali ■ L'utilizzatore deve segnalare al fabbricante e all'autorità competente eventuali incidenti occorsi durante l'uso del dispositivo ■ Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com